

Użytkownicy naszej siłowni mogą bezpłatnie skorzystać z profesjonalnego analizatora składu ciała TANITA DC-430 S MA. Model ten wykorzystuje do pomiaru innowacyjną technologię BIA, działając na dwóch częstotliwościach (Dual Frequency, 6.25kHz/50kHz). Pomiar odbywa się za pomocą czterech zintegrowanych z platformą analizatora elektrod. Przez ciała badanej osoby przepływa prąd, który w przeciągu 20 sekund analizuje skład ciała i przedstawia na wydruku termicznym.

By skorzystać z urządzenia wystarczy podejść do instruktora i poprosić o wykonanie pomiaru.

TANITA DC-430 S MA - odczyt parametrów dla całego ciała na wydruku termicznym:

Masa ciała w kg

Indeks masy ciała BMI

Masa tkanki tłuszczowej w %

Masa tkanki mięśniowej w kg

Wskaźnik trzewnej tkanki tłuszczowej

Masa mięśni w kg

Całkowita zawartość wody w organizmie w %

Całkowita zawartość wody w organizmie w kg

Masa tkanki beztłuszczowej (FFM) w kg

Wiek metaboliczny

PPM – podstawowa przemiana materii (BMR)

Wskaźnik budowy ciała Physique Rating

Wskaźnik otyłości

Idealna masa ciała

Dokładność:

Dokładność pomiaru masy ciała: 100 g

Dokładność pomiaru zawartości tkanki tłuszczowej: 0,1 %

Dokładność pomiaru zawartości tkanki mięśniowej: 100 g

Dokładność pomiaru zawartości wody w organizmie: 0,1%

Funkcje:

Funkcja "STANDARD" i "ATHLETE"(sportowiec)

Analizator **TANITA DC-430 S MA** posiada atesty pozwalające na jego stosowanie do użytku medycznego (profesjonalnego), spełnia normy **NAWI i CLASS III** dla wag używanych do pomiarów medycznych. Analizator posiada certyfikat unijny **CE0122**. W zakresie dotyczącym urządzeń medycznych spełnia wymagania dyrektywy (Medical Device Directive) **MDD 93/42/EEC**.

Przeciwwskazania:

rozrusznik serca

cięża

W powyższych przypadkach nie należy używać funkcji analizy składu.